



ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Ηλεκτρική Θερμοφόρα ζεσταίνει, ανακουφίζει, ξεκουράζει και βοηθά τη σωστή αιμάτωση και θεραπεία πολλών περιοχών του σώματος.

Τα Πλεονεκτήματα της Ηλεκτρικής Θερμοφόρας είναι πολλά:

1. Ανακουφίζει άμεσα.

Η Ηλεκτρική Θερμοφόρα χρησιμοποιείται με εντυπωσιακά αποτελέσματα για την ανακούφιση πόνων σε ολόκληρο το σώμα: στη μέση, την πλάτη, τον αυχένα, τους γοφούς και άλλα πολλά σημεία με προβλήματα μυϊκής δυσλειτουργίας, όπως επίσης στην αρθρίτιδα, την οσφυαλγία κ.α.

2. Απαραίτητη σε κάθε ψύξη.

Στην ψύξη παρουσιάζεται συνήθως δυσκολία στη λειτουργία των μυϊκών ιστών και κακή κυκλοφορία του αίματος. Ακουμπώντας την Ηλεκτρική Θερμοφόρα πάνω στο σημείο που υποφέρει από ψύξη ή γύρω από αυτήν, βοηθάμε τον οργανισμό να αιματώσει σωστά τη γύρω περιοχή και συνεπώς να περιορίσει την μυϊκή ψύξη.

3. Απαραίτητη στο κρυολόγημα.

Η Ηλεκτρική Θερμοφόρα είναι πολύ βολική και χρήσιμη στο κρυολόγημα.

Την ηλεκτρική θερμοφόρα μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε σε κάθε ηλικία (ενήλικες, παιδιά, ηλικιωμένους) για να τους βοηθήσει σε κάθε κρυολόγημα.

Η Ηλεκτρική Θερμοφόρα βοηθά να επανέλθει η καλή κυκλοφορία του αίματος και γεμίζει τον οργανισμό μας, σε βάθος, με φυσική θερμότητα που είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία του σε περίπτωση κρυολογήματος.

4. Απαραίτητη σε πόνους περιόδου.

Η Ηλεκτρική Θερμοφόρα είναι μικρή και πρακτική, ώστε να μην την αποχωρίζεστε ποτέ, στο σπίτι σας, το γραφείο, το εξοχικό, παντού. Όταν χρειάζεστε κάτι ζεστό κοντά σας για να ζεστάνει την κοιλιακή χώρα, να σας απαλλάξει από τους πόνους περιόδου και να βοηθήσει την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, η Ηλεκτρική Θερμοφόρα είναι πάντα δίπλα σας.

5. Απαραίτητη στους αθλητές σε κάθε σπορ.

Με την Ηλεκτρική Θερμοφόρα μπορούμε να απαλύνουμε μυϊκούς πόνους που προκύπτουν από εντατική άσκηση, ακόμα όμως και να επιτύχουμε προθέρμανση των μυών με έναν απόλυτα φυσικό τρόπο.

6. Απαραίτητη σε όλους

Η Ηλεκτρική Θερμοφόρα συνεισφέρει στην ξεκούραση και την καλή κυκλοφορία του αίματος για ηλικιωμένους, φοιτητές, αξιωματικούς, εργαζόμενους σε καθιστική εργασία κ.α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δώστε προσοχή και φυλάξτε το έντυπο αυτό για μελλοντικές χρήσεις σε όλη τη διάρκεια ζωής της ηλεκτρικής θερμοφόρας. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες και ενδείξεις για τη λειτουργία, την ασφάλεια κατά τη χρήση αλλά και τη συντήρηση του προϊόντος.

Από αυτή τη στιγμή είστε κάτοχοι μιας ηλεκτρικής θερμοφόρας DREAM :

- ✓ Κατασκευασμένη με τις αρτιότερες μεθόδους και πάντα σύμφωνα με τις τελειότερες προδιαγραφές.
- ✓ Ο έλεγχος ασφαλείας και καλής λειτουργίας της πραγματοποιείται από ειδικά υπερσύγχρονα μηχανήματα.
- ✓ Ο κατασκευαστής της φροντίζει διαρκώς να σας προσφέρει μία συσκευή-σύντροφο που είναι εφάμιλλη, αν όχι καλύτερη, με τις καλύτερες ηλεκτρικές θερμοφόρες που κυκλοφορούν σε όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΟΜΩΣ: Από εδώ και πέρα εξαρτάται μόνο από εσάς το να διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση και απόδοση. Διαβάστε συνεπώς προσεκτικά και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που ακολουθούν και να είστε βέβαιοι ότι: **ΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΛΙΓΟ, ΘΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΕΞΕΙ ΠΟΛΥ!**

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται ως θερμοφόρα, για το σκοπό που έχει κατασκευαστεί και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Κατά συνέπεια, κάθε άλλη χρήση της θεωρείται επικίνδυνη.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες βλάβες που προκύπτουν από αμέλεια παρακολούθησης των οδηγιών ή οφείλονται σε λανθασμένη ή ακατάλληλη χρήση.

Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά του δικτύου αντιστοιχούν στα στοιχεία που αναγράφονται στην ηλεκτρική θερμοφόρα. Σε αντίθετη περίπτωση μη χρησιμοποιήστε τη συσκευή.

Η χρήση της θερμοφόρας αυτής, όπως και κάθε ηλεκτρική συσκευή, προϋποθέτει την τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων:

- Μην την χρησιμοποιείτε διπλωμένη ή ζαρωμένη
- Μην κάθεστε ή ξαπλώνετε πάνω στη θερμοφόρα
- Μη χρησιμοποιείτε τη θερμοφόρα χωρίς την αφαιρούμενη θήκη - κάλυμμα
- Μην τραβάτε το ευλύγιστο καλώδιο ή τη συσκευή για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα
- Μην τσακίζετε το ευλύγιστο καλώδιο
- Μην πιάνετε ποτέ τη θερμοφόρα με υγρά ή βρεγμένα χέρια ή πόδια
- Μη βυθίζετε ποτέ τη θερμοφόρα στο νερό
- Αν η θερμοφόρα έχει βραχεί, μην τη βάζετε σε λειτουργία
- Μην αφήνετε τη θερμοφόρα εκτεθειμένη σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες: βροχή, ήλιο κλπ
- Μην αφήνετε τη θερμοφόρα αναμμένη όταν φεύγετε από το σπίτι
- Μην κοιμάστε ποτέ με τη θερμοφόρα σε λειτουργία
- Μην την τρυπάτε με παραμάνες ή καρφίτσες
- Αποσυνδέστε τη θερμοφόρα από την πρίζα όταν δε χρησιμοποιείται

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη θερμοφόρα σε βρέφη, ασθενείς, άτομα με πολύ ευαίσθητο δέρμα ή άτομα με μειωμένη αντίληψη που δεν μπορούν να αντιδράσουν σε περίπτωση ανάγκης.

Πολύ ηλικιωμένοι και παιδιά άνω των 3ων ετών μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρική θερμοφόρα ΑΥΣΤΗΡΩΣ υπό την επίβλεψη ενήλικου κηδεμόνα.

Άνθρωποι με ανοιχτές πληγές, κρυοπαγήματα, σοβαρά κυκλοφορικά προβλήματα, κιρσούς και ευρυαγγείες, θα πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους πριν από την χρήση της ηλεκτρικής θερμοφόρας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη θερμοφόρα για να θερμάνετε ζώα.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Η θερμοφόρα αυτή διαθέτει ειδικό σύστημα ασφάλειας για να ρυθμίζεται αυτόματα η θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία που αναπτύσσει η θερμοφόρα αυτή είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, για την ασφάλεια του χρήστη.

Η ηλεκτρική αυτή θερμοφόρα προσφέρει στο χρήστη την επιθυμητή θερμότητα και όχι επικίνδυνη.

Η ηλεκτρική θερμοφόρα DREAM διαθέτει ειδικό χειριστήριο 3^{ων} διαβαθμίσεων, ως εξής:

Ο ΣΒΗΣΤΗ

1 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (έως 32°C)

2 ΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (έως 40°C)

3 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (έως 50°C, σε 5 λεπτά)

Ο ΣΒΗΣΤΗ

Αφού συνδέσετε το φις στην πρίζα, γυρίστε το διακόπτη στο μέγιστο (3). Η θερμοφόρα ζεσταίνεται τάχιστα. Τοποθετήστε τη θερμοφόρα στο σημείο που επιθυμείτε και στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία χαμηλώνοντας στο (2) ή στο (1).

ΠΛΥΣΙΜΟ

Η ηλεκτρική θερμοφόρα DREAM διαθέτει αφαιρούμενη θήκη - κάλυμμα που μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο με χλιαρό νερό, στους 40°C, με ήπιο απορρυπαντικό στο πρόγραμμα για τα ευαίσθητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το εσωτερικό - θερμαινόμενο μέρος της ηλεκτρικής αυτής θερμοφόρας ΔΕΝ πρέπει να πλένεται, ούτε με στεγνό καθάρισμα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν δεν χρησιμοποιείται, η θερμοφόρα πρέπει να διπλωθεί ελαφρά και να αποθηκευτεί στη σακούλα της, σε στεγνό χώρο.

Μετά την αποθήκευση και προτού βάλετε ξανά σε λειτουργία την ηλεκτρική θερμοφόρα, καλό είναι να την εξετάζετε για τυχόν ίχνη φθοράς.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η ηλεκτρική θερμοφόρα αυτή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατωτέρω οδηγιών και προτύπων:

EMC Directive 2004/108/EC EN 62233

Low Voltage Directive 2006/95 EN 60335-1/2012

ROHS Directive EU 2011/65 EN 60335-2-17/2013

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση: 230V

Ισχύς: 100-110W

Συχνότητα: 50 Hz

Χειριστήριο 3^{ων} θέσεων με ενδεικτική λυχνία

Μόνωση: IP 20 - CLASS II

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: **EMF Standard** Πλήρης Εξουδετέρωση Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Κατασκευαστής: **DREAM S.A. – GREECE**

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – SERVICE

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ

Εξετάζετε τακτικά την ηλεκτρική θερμοφόρα και το ευλύγιστο καλώδιο για τυχόν ίχνη φθοράς.

Σε περίπτωση βλάβης ή κακής/μη φυσιολογικής λειτουργίας, στείλτε τη θερμοφόρα για έλεγχο το συντομότερο.

ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ

Δεν επιτρέπεται η επέμβαση τρίτου προσώπου (ειδικού ή μη) για την επιδιόρθωσή της και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τυχόν συνέπειες.

Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΑΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ 10 ΕΤΩΝ

Η ηλεκτρική θερμοφόρα DREAM έχει **10 (ΔΕΚΑ) ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ** όσον αφορά σε ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, με τις εξής όμως **προϋποθέσεις** :

- Η θερμοφόρα δεν θα χρησιμοποιηθεί σε διαφορετική τάση ρεύματος από την αναγραφόμενη.
- Οποιοσδήποτε κακός χειρισμός ή παράβαση των ως άνω οδηγιών χρήσης ακυρώνει την εγγύηση αυτή.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες που προκύπτουν από μη τήρηση/αμέλεια παρακολούθησης των ως άνω οδηγιών χρήσης

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ημ/νια αγοράς.....Τύπος.....Αύξων Αριθμός.....

Όνομ/νο κατόχου.....

Διεύθυνση.....

Ον/νο & Διεύθυνση / Σφραγίδα Πωλητή / Καταστήματος.....

DREAM A.B.E.E. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΜΟΥΔΡΟ ΛΗΜΝΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΛΕΩΦ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 67 17455 ΑΛΙΜΟΣ

ΤΗΛ: 210-9828237 210-9835470

www.dream.com.gr e-mail: dream@dream.com.gr